

ASX

Wechseldrucksystem
zur Behandlung von
Dekubitus Stadium I-III



Das Wechseldruck-
system zur Behandlung
von Dekubitus bis Stadium III nach EPUAP

- ▶ **Hochwertiges, langlebiges Zellmaterial**
- ▶ Geringes Geräuschniveau
- ▶ Einstellbereich 0 - 140 kg
- ▶ Längere Haltbarkeit durch Pumpe aus Vollmetall

ASX-Wechseldrucksysteme

sind Auflegesysteme, die auf handelsübliche Matratzen aufgelegt werden. Sie sind für den Einsatz im häuslichen, im pflegerischen und im klinischen Bereich vorgesehen.

Das System besteht aus einem Steuergerät mit Membranpumpe sowie einer Betauflage mit 18 quer angeordneten Luftzellen; 10 Zellen davon sind belüftet, 3 im Kopfbereich befindliche Zellen sind statisch.

Das ASX-Steuergerät verfügt über ein sehr robustes Gehäuse mit stabilen Haltebügel. Sicherungen und Filter sind außenliegend. Wechseldruckbetrieb und Statikfunktion ermöglichen ein breites Einsatzspektrum.

Die gesamte Zelleneinheit ist mit einem bi-elastischen PU-Schutzbezug ausgestattet. Er ist wasserdicht, aber dennoch wasserdampfdurchlässig und mit einem Rundum-Reißverschluss zuverlässig und dicht zu verschließen.

Vorteile des ASX-Wechseldrucksystems:

- ➊ Das ASX-Wechseldrucksystem wurde zur Behandlung von Dekubitus Stadium I-III nach EPUAP entwickelt
- ➋ Wechseldruck- und Statikbetrieb
- ➌ Hochwertiges, langlebiges Zellmaterial
- ➍ Längere Haltbarkeit durch Pumpe aus Vollmetall
- ➎ Geringes Geräuschniveau
- ➏ Akustischer und optischer Unterdruckalarm
- ➐ Einstellbereich 0-140 kg
- ➑ Bruchsicheres Gehäuse
- ➒ Auflage auch in 2,20 m Länge lieferbar



Die ASX-Matratzenauflage besteht aus einem doppelten Unterboden, so dass eine Schaumstoff-Matratzenbasis von bis zu 5 cm eingeschoben werden kann. Hierdurch wird die in dieser Kategorie übliche Untermatratze vor Verschmutzungen geschützt.

Technische Daten - Steuergerät

Maße: ca. 300 x 190 x 120mm
Gewicht: ca. 3 kg
1 Membrankompressor, mechanische Steuerung
Wechseldruckrhythmus (10 Min.) & Statikbetrieb,

Matratzenauflage

Maße aufgepumpt: ca 200 x 80/90 x 14cm
Gewicht: ca. 5,6 kg
18 Zellen, 3 Kopfzellen statisch, knickfreie Anschlussschläuche (inkl. Transportsicherung) CPR-Notent-

Materialien

Zellen: hochwertiges Nylon PU Zellmaterial
Bezug: PES-Polyurethanbezug mit umlaufendem Reißverschluss, bi-elastisch, hoch atmungsaktiv,

Max. Patientengewicht: 140 kg

Bestellnummer: 997008



Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf
Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien
Internet: www.sunmed.at - Email: office@sunmed.at
24-Stunden Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 699 22 99 888

novacare



Alle hier angeführten Markennamen unterliegen im allgemeinen Warenzeichen-, Marken- oder Patentrechtlichem Schutz. Sunmed übernimmt keine Haftung für Druckfehler und dafür, dass die Vertragsprodukte gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter verletzen. Druckhersteller: Sunmed GmbH/Eigendruck - Technische Änderungen vorbehalten
© Sunmed 2024 / SM-ASXS-24V03