

# SUNMED *Baby Care/Kid Care*

Wechseldrucksystem



✓ Dekubitusprophylaxe und Therapie bis Grad 4

✓ Sanfter und umfassender Schutz

✓ Sensibles Kammersystem zur optimalen Lagerung

✓ Schonende Druckentlastung


✓ Schmerz mindern



Die sanfte Technologie des Systems leistet eine optimale Kombination aus Druckentlastung und Schutz der Haut.

Das Baby Care Wechseldrucksystem reduziert den Auflagedruck auf die unreife Haut und gewährleistet eine optimale Sauerstoffversorgung des Gewebes. Schädigungen der Haut können aktiv vermieden und das Schmerzempfinden gemindert werden.

Das 11-Kammernsystem der Baby Care reagiert sensibel auf das Gewicht und die jeweilige Lagerungsposition des Kindes. Bei Bewegungen wird der auftretende Druck sanft in das System abgeleitet und gleichmäßig verteilt.



### Anwendungsbereiche

- ✓ schwache Gesamtkonstitution
- ✓ empfindliche & bedingt funktionsfähige Haut
- ✓ Verbrennungen, Verbrühungen
- ✓ Höchststrisikopatienten, Polytraumen



#### Motor - Technische Daten

<b>Maße</b>	13 x 27 x 8 cm
<b>Spannung</b>	230V, 50Hz

#### Matratze - Technische Daten

<b>Maße Baby Care</b>	50 x 75 x 6 cm
<b>Maße Kid Care</b>	140 x 70 x 7 cm
<b>Überzug</b>	atmungsaktiv, bi-elastisch,
<b>Hersteller</b>	Angel Healthcare Solutions Ltd., England



Angel Healthcare Solutions Ltd., England

#### Bezeichnung Bestellnummer

<b>Baby Care</b>	BC001
<b>Kid Care</b>	KC001

