

FlexWave

Flexible Benutzereinstellungen



➔ für Dekubituskategorien 1 bis 4

➔ Sitz- & Pflegefunktion und statische Weichlagerung

➔ Variabel einstellbarer Wechselzyklus von 10 bis 25 Minuten

FlexWave

Flexible Benutzereinstellungen

Das Matratzensersatz-System kombiniert flexible Benutzereinstellungen mit höchstem Komfort.

Das Matratzensersatz-System kombiniert flexible Benutzereinstellungen mit höchstem Komfort. Zugelassen für Nutzergewicht von 20 kg bis 200 kg bietet das MED AIRE FlexWave System variable Wechselzyklen und ist dank der Pflege-, Sitz- und Statikfunktion individuell einsetzbar.

Die automatische Zelldruckanpassung reagiert auf Lageveränderungen des Patienten, das Cell-on-Cell Design ersetzt die Notwendigkeit einer Schaumbasis für dauerhaften Liegekomfort.

Die Vorteile im Detail:

- Sitz- & Pflegefunktion und statische Weichlagerung
- Variabel einstellbarer Wechselzyklus von 10 bis 25 Minuten
- Automatische Zelldruckanpassung bei Lageveränderung des Patienten
- Manuelle Gewichtseinstellung möglich
- Mit intelligenter Start-Stopp-Automatik
- Automatische Tastensperre nach 30 Sekunden
- Bi-elastischer, abgestepter und atmungsaktiver Bezug
- Schnelle Reparatur der Matratze, da Luftzellen einzeln austauschbar
- Einsetzbar zur Therapieunterstützung für alle Dekubituskategorien (1 bis 4) und zur Prophylaxe bei Patienten mit sehr hohem Risiko



Technische Daten

Aggregat:

- Abmessung: 36,9 x 13,5 x 25 cm
- Spannung: 230 V / 50 Hz
- Gewicht: 3,9 kg

Matratze:

- Abmessung: 200 x 85 x 20 cm
- Nutzergewicht: 20 - max. 200 kg
- 20 Zellen, 9 Luftstromzellen



Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf
Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien
Internet: www.sunmed.at - Email: office@sunmed.at
24-Stunden Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 699 22 99 888



Alle hier angeführten Markennamen unterliegen im allgemeinen Warenzeichen-, Marken- oder Patentrechtlichem Schutz. Sunmed übernimmt keine Haftung für Druckfehler und dafür, dass die Vertragsprodukte gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter verletzen. Druckhersteller: Sunmed GmbH/Eigendruck - Technische Änderungen vorbehalten
© Sunmed 2024 / SM-FLWA-24V03