


PRODUKT DES MONATS

SUNMED



DermaSaver Der revolutionäre Hautschutz



DermaSaver bestehen aus zwei Schichten eines weichen leichten *Micro Spring Textile™* Gewebes - ein Gewebe, das dünne Haut vor Druck und kleinen Traumen schützt, welche Verletzungen der Haut zur Folge haben können. Anders als traditionelle Gewebearten erlauben die zahlreichen Schichten von Mikrofädchen ein optimales Mikroklima, in dem Luftaustausch und das Abdampfen von Feuchtigkeit möglich sind.

Jede Schicht des *MicroSpring Gewebes* hat 1580 Mikrofädchen pro Quadratzentimeter, die wie kleine Federn wirken. **DermaSaver** werden durch ein Mikrobenschild geschützt, das eine registrierte antibiotische Technologie einsetzt, um das Wachstum der mikroorganismen direkt auf dem Produkt zu hemmen. Auch Hautpflege in Form von Salben, Cremes, usw. ist kein Problem, da **DermaSaver** bis zu 95°C waschbar und trocknergeeignet sind.

Knuckle protector
Handschutz



KP1300 SM oder LX

Arm Tube
Armschutz



AT1300 XS bis XL

Finger Separator
Fingerschutz



FS1300 One size

Forearm Tube
Unterarmschutz



FT1350 XS bis XL

Full Leg Tube
Beinschutz



LT1300 XS bis XL

Knee Tube
Knieschutz



KT1350 XS bis XL

Stay put heel protector
Fersenschutz



HP1300 S bis XL

Shin Tube
Unterschenkel-schutz



ST1350 XS bis XL

SUNMED

Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf

Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien
Internet: www.sunmed.at - Email: office@sunmed.at
24-Stunden-Notfall-Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 253 3033 2464

RUFEN SIE UNS AN - WIR BERATEN SIE GERNE!