


PRODUKT DES MONATS


SUNMED



IsoFlex LAL

Dimensionale Geltechnologie

Das IsoFlex LAL System ist eine therapeutische Gelaufgabe, die mithilfe des exklusiven Bezugs und des einzigartigen offenen Gitterdesigns die Steuerung von Druck, Scherkräften und Mikroklima unterstützt.



Das IsoFlex LAL System führt im Kreuzbeinbereich Luft direkt an die Haut, die dann weiter zum Oberkörper fließt.

Bezug

Der exklusive Bezug „Equilibrium by Dartex®“ verteilt den Druck gleichmäßig und sorgt dank des hoch atmungsaktiven Stoffes für ein ausgewogenes Mikroklima.

Die Kombination aus diesem Bezug und dem Open Gel Gitterdesign ermöglicht ein freies Strömen der Luft durch die Auflage ohne jede Behinderung.

Das IsoFlex LAL System verfügt über mehrere unmittelbare Luftausgänge zur Haut in der Kreuzbeinregion. Die Luft strömt dann zum Oberkörper weiter.


Druckumverteilung

IsoFlex LAL verteilt den Druck im Kreuzbeinbereich mithilfe der CoreGel™ Technologie. CoreGel™ bewirkt eine Umverteilung des Drucks, indem es zu einer Wölbung kommt und das Gewicht

des Patienten absorbiert wird, so dass dieser einsinkt und von der Auflage umgeben wird.

Management der Scherkräfte

Die ShearGel® Aufлагeschicht bewegt sich frei mit dem Patienten, um zu einer Reduzierung der Scherkräfte beizutragen. Das Feuchtigkeitsmanagement sorgt mit einem Luftstrom an der Haut für ein angenehmes Mikroklima.



SUNMED

Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf

Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien
Internet: www.sunmed.at - Email: produktanfrage@sunmed.at
24-Stunden Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 253 3033 2464

RUFEN SIE UNS AN - WIR BERATEN SIE GERNE!