

NoRisCoverey

Die Dekubitusprophylaxe
und Schmerztherapie!

Die ideale Lösung für individuelle Schmerztherapie und einfache Dekubitusprophylaxe. Die viskoelastische Oberseite der Viskomatratze sorgt für perfekte Druckentlastung und konturengenaue Körperanpassung. Ein ultraweicher Fersenteil mindert das Dekubitusrisiko erheblich.


Kern

- Oberseite 4 cm viskoelastischer Kaltschaum
- Unterseite 12 cm atmungsaktiver Kaltschaum
- 1000 Klimakanäle in ergonomischer Anordnung
- Ultraweicher Fersenteil
- keine Bildung unangenehmer Gerüche
- Überdurchschnittlich langlebige formstabile Qualität
- Ökologisch hergestellt, FCKW-frei, antiallergisch
- Entspricht Ökotex Standard 100

Standardmaß: 90x200 cm – in allen Größen lieferbar
Matratzenhöhe ca. 16 bzw. 18 cm (je nach Bezug)

Inkocare-Bezug

Der Inkocare-Matratzenbezug schließt die Matratze vollständig ein und bietet so einen besonderen Schutz für Patienten und Matratze. Er ist extrem leicht und atmungsaktiv und gewährleistet ein gesundes Schlafklima. Durch den dreiseitigen Reißverschluss ist der Matratzenbezug jederzeit leicht zu wechseln. Eine großzügige Überlappung des Bezuges über dem Zipp sorgt zusätzlich für Hygiene und Langlebigkeit.



Inkocare-Bezug Techn. Daten

- Wasser-, Blut- und
Urinundurchlässig lt. DIN 53866
- Flammhemmend lt. BS6807:CRIB5 und DIN 54333
- Antibakteriell
- Wasserdampfdurchlässig lt. DIN 53122
- Schimmelbeständig
- Biokompatibel lt. ISO 10993-5 Grad 1
- Waschbar bis 95°C
- Flächendesinfektionsmittelbeständig

Standard-Bezug Techn. Daten

- Hochwertiger Doppeltuchbezug mit 200g/m² Klimafaser
- Einfach abnehmbar durch Rundumreißverschluss
- Waschbar bis 60°C, allergikertauglich
- Entspricht Ökotex Standard 100
- Angenehm weiches und trockenes Schlafklima
- Hohes Feuchtigkeitsaufnahmevermögen
- Knitterfrei, schnelltrocknend, keine Pillinbildung

Bestell-Nummer	Bezeichnung
RS 1062281	Matratze mit Inkocare-Bezug
RS 1062260	Matratze mit Standard-Bezug



Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf
Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien
Internet: www.sunmed.at - Email: office@sunmed.at
24-Stunden-Notfall-Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 253 3033 2464



Alle hier angeführten Markennamen unterliegen im allgemeinen Warenzeichen-, Marken- oder Patentrechtlichem Schutz. Sunmed übernimmt keine Haftung für Druckfehler und dafür, dass die Vertragsprodukte gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter verletzen. Technische Änderungen vorbehalten - © Sunmed 2018 / SM-NRMC-18V02