


PRODUKT DES MONATS

SUNMED

H2OMat. Hybridmatratze



Durch die sanften Wellenbewegungen des Wassers sowie der Kombination aus Kalt-, Komfort- und Viscoschaum dient die Hybridmatratze zur Vorbeugung von Druckstellen und zur Linderung von Schmerzen.

Viscoschaum wird durch die Körpertemperatur besonders elastisch und geht zeitverzögert in seine Ursprungsform zurück. Durch diese punktgenaue Anpassung werden exponierte Körperteile besonders gut durchblutet.

Anwendungsbeispiele:

- Vorbeugung und Therapie bei Hautdefekten
- Gelenkserkrankungen
- Schmerztherapie
- Erholsamer Schlaf
- Muskelentspannung

SUNMED

Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf

Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien
Internet: www.sunmed.at - Email: office@sunmed.at
24-Stunden-Notfall-Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 253 3033 2464

Bezug:

Der Bezug ist abnehmbar, waschbar bis 95°C und mit jedem gängigen Flächen-desinfektionsmittel abwischbar.

Der Inkontinenzbezug ist atmungsaktiv, milbendicht und für Allergiker geeignet.

Das patentierte Hybridsystem wird in Österreich gefertigt und garantiert ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Qualität.

Die Matratze kann auf jeden Lattenrost gelegt werden, verstellbare Bettteile werden nicht beeinträchtigt.

Sondergrößen und Überlängen sind möglich.

Bestellnummern

H2O VS 133302 (Matratze mit Viscoschaum)

H2O KS 133202 (Matratze mit Kaltschaum)

RUFEN SIE UNS AN - WIR BERATEN SIE GERNE!