

# SUNMED

# Schlummerstern

MikroStimulation für Kinder



✓ Dekubitusprophylaxe und Therapie

✓ Fördert natürlichen Schlafrhythmus

✓ Optimale Druckentlastung

✓ Unterstützt und fördert die Eigenbewegung des Kindes

✓ Bessere Lebensqualität für Eltern und Kinder

# SUNMED *Schlummerstern*

## MikroStimulation für Kinder


Für erholsamen Schlaf benötigen wir ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Entspannung und Bewegung. Bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist dies oft gestört, wodurch es oft zu Schlafstörungen kommt. Dieses Defizit wird mit dem Bewegungsbett ausgeglichen.

Durch die Adaptoren können je nach Bedarf des Kindes, die gefährdeten Körperpartien entlastet werden.

Flügelfedern nehmen kleinste Bewegungen auf und geben diese wieder an das Kind ab.

Der Schlummerstern kann in jedes Kinder-, Pflege- oder Klinikbett integriert werden, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen.

Beim „Schlummerstern aktiv“ gewährleisten zusätzliche Aktoren eine Druckentlastung der gefährdeten Hautpartien, die durch eine Steuereinheit aktiviert werden.



### Anwendungsgebiete

Schlummerstern	Schlummerstern aktiv
Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom	Bewegungsimpulse durch elektronisch angesteuerte Aktoren
Fördert den natürlichen Schlafrhythmus	Schmerztherapie, vor allem bei immobilen Patienten
Spastische Bewegungsmuster werden verringert	Wachkompatienten

### Technische Daten

<b>Maße</b> (LxBxH)	120 x 60 x 11 cm oder 140 x 70 x 11 cm
<b>Unterfederung</b>	Höhe 8 cm
<b>Belastung</b>	5 - 60 kg
<b>Überzug</b>	atmungsaktiv, wasserabweisend, geeignet für Wischdesinfektion, waschbar bis 65°C

### Bezeichnung

### Bestellnummer

<b>Schlummerstern 60x120 cm</b>	<b>61300</b>
<b>Schlummerstern aktiv 60x120 cm</b>	<b>61307</b>
<b>Schlummerstern 70x140 cm</b>	<b>61310</b>
<b>Schlummerstern aktiv 70x140 cm</b>	<b>61311</b>



Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH  
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf  
Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien  
Internet: [www.sunmed.at](http://www.sunmed.at) - Email: [office@sunmed.at](mailto:office@sunmed.at)  
24-Stunden Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 699 22 99 888

  
**Thomashilfen**  
Internet: [www.thomashilfen.de](http://www.thomashilfen.de)



Alle hier angeführten Markennamen unterliegen im allgemeinen Warenzeichen-, Marken- oder Patentrechtlichem Schutz. Sunmed übernimmt keine Haftung für Druckfehler und dafür, dass die Vertragsprodukte gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter verletzen. Druckhersteller: Sunmed GmbH/Eigendruck - Technische Änderungen vorbehalten  
© Sunmed 2024 / SM-SCHL-24V01