

Wussten Sie ...

(Wissenswertes & Neues
rund um den Patienten)



MAGAZIN

5/2020



Gut versorgt von Kopf bis Fuß

Egal ob es regnet oder schneit, ob der Himmel grau in grau ist oder die Sonne scheint - unsere Mitarbeiter sind für Sie da.

Von der Beratung, dem Bestellwesen, den Lieferungen, von Reklamationen, oder Reparaturen - das Sunmed-Team ist stets bemüht die optimale Versorgung und Betreuung zu bieten.


Nun haben wir bereits die 5. Ausgabe unseres Magazins! Wir hoffen, Ihnen lieber Leser, einen kleinen Überblick über unser Angebot geben zu können und Sie bestmöglich zu Informieren.

Natürlich übersteigt unser Warensortiment die vorhandenen Seiten in diesem kleinen Heft, aber wir sind bemüht einen bunten Mix an Neuheiten und bereits bekannten – eventuell in Vergessenheit geratenen – Produkten vorzustellen, um Sie am aktuellen Stand der möglichen Versorgung zu halten.

Wir hoffen, Sie weiterhin mit dieser kostenfreien Lektüre unterhalten zu dürfen.

Bleiben Sie gesund! Ihre Isabella RIHA

Für Fragen, Beratung, oder Angebote erreichen Sie uns, während unserer Öffnungszeiten, telefonisch unter 01/699 22 99, oder auch per Mail office@sunmed.at.





Kennen Sie schon...

... unsere Leitung des Servicecenters, Herrn David Kriener.

Die Koordination der hygienischen Aufbereitung der Leihartikel und der technischen Überprüfungen, sowie Reparaturen, ist ein wichtiger Bestandteil seiner Tätigkeit. Ebenso sind das Bestellwesen, die Lagerorganisation und Wareninventur in seiner Hand.

Herr Kriener kümmert sich darum, dass unser Lager stets ausreichend gefüllt ist, damit wir unsere geschätzten Kunden schnellstmöglich mit der benötigten Ware beliefern können.

Sein Motto: „Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren.“
(Bertolt Brecht)

Gut zum Fuß



Bettlägerige Patienten haben oft das Problem, dass nicht nur der Rücken- und Sacralbereich durch den Liegedruck belastet sind, sondern auch die Fersen.

Fersenfreilagerung ist nicht immer leicht. Hier kommt ein tolles Hilfsmittel! Posimed® Heel Protect®. Der Fersenfreilagerungsschuh dient zur Dekubitusprophylaxe und -therapie, sowie zur Therapie des diabetischen Fußes.

Der bi-elastische Bezug dient zur Minimierung der Scherkräfte. Er ist einfach zu desinfizieren, mit 95°C waschbar und kann im Trockner getrocknet werden.

Die einzigartige GELTOUCH®-Technologie bietet durch den atmungsaktiven und offenporigen Schaum einen Cooling-Effekt. Das Mesh³-Gewebe gibt maximalen Tragekomfort und dient der Klimaregulierung.

Durch den ROTATION-STOP wird ein seitliches Wegkippen des Fußes verhindert. Ebenso wurde ein Klettverschluss zur Spitzfußprophylaxe integriert.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Erfahren Sie mehr unter https://www.sunmed.at/pr_lagerung_heelprotect.htm



Titan

Das bariatrische
Schwergewichtsbett
der nächsten Generation



Elektrische Höhenverstellung der Liegefläche

Der große Hubbereich der Liegefläche reduziert den Aufwand des Pflegepersonals und macht die Manipulation mit dem Patienten sehr einfach. Die niedrigste Position der Liegefläche hilft dem Patienten beim Aufstehen aus dem Bett und reduziert das Risiko eines versehentlichen Sturzes.

Kopf- und Fußteil bestehen aus Metallrahmen und HPL Platten

Diese bieten einen ausgezeichneten Schutz des Patienten, sowie eine stabile Unterstützung während der seitlichen Rotationsbewegung. Dank der glatten Oberfläche und dem speziellen Design der HPL (High Pressure Laminat) Platten sind die Reinigung, Desinfektion und das Handling sehr einfach.

Bedienfeld mit LCD-Display

Das neuartige Bedienfeld mit LCD-Display bietet in jeder Situation einen komfortablen und sicheren Betrieb des Bettes. Die Kombination aus grundlegenden Positionierungsfunktionen, speziellen One-Touch-Funktionen und dem LCD-Display sorgt für eine sofortige und genaue Einstellung des Bettes in die gewünschte Position. Das integrierte Farbgrafikdisplay bietet einen klaren Überblick über den aktuellen Status aller Steuer- und Positionierungsfunktionen, Warnsignale und Alarmer. Die Steuerung ist außerdem mit dem automatischen Wiegesystem verbunden, und bietet neben der aktuellen Gewichtskontrolle auch eine einfache Verlaufsdocumentation in Grafikform an. Mit der Funktion der Waage ist auch ein Bettfluchalarm integriert.

All das, und noch vieles mehr, kann unser Schwergewichtsbett.

Sollten Sie weitere Informationen zu diesem Produkt wünschen, melden Sie sich über office@sunmed.at und wir senden Ihnen die gewünschten Informationen gerne zu.





J1: Kundenberater im Aussendienst

Mitarbeiter gesucht...

Derzeit suchen wir zur Verstärkung unseres jungen, dynamischen Teams einen Außendienstmitarbeiter als Kundenberater. *Vollzeit!*

Anforderungen:

Kundenorientierte Persönlichkeit, medizinische Vorkenntnisse erforderlich, Führerschein B, österreichische Staatsbürgerschaft, abgeleiteter Präsenzdienst

Aufgaben:

Anlieferung & Abholung unserer Produkte, Ansprechpartner für unsere Kunden, Behebung geringfügiger Probleme technischer Produkte vor Ort, administrative Tätigkeiten, Bereitschaft für Nacht- & Wochenenddienst

Genauere Information finden Sie unter:

https://www.sunmed.at/ueberuns_jobs-job1.htm



J2: Büroangestellte/r

Mitarbeiter gesucht...

Derzeit suchen wir zur Verstärkung unseres dynamischen Office-Teams eine/n „Bürokauffrau/mann - Vollzeit (38,5 Stunden/Woche)“

Anforderungen:

abgeschlossene kfm. Ausbildung, kompetentes & freundliches Auftreten, perfekte Deutschkenntnisse, gute MS-Office-Kenntnisse, selbständiges & genaues Arbeiten, gute Organisationsfähigkeit, hohe Belastbarkeit, abgeleiteter Präsenzdienst

Aufgaben:

Abwicklung von Telefonaten, Terminverwaltung, Fakturierung, Kostenvoranschläge, Angebote, div. Schriftverkehr, Administrative Tätigkeiten

Genauere Information finden Sie unter:

https://www.sunmed.at/ueberuns_jobs-job2.htm

GEL SEAT[®] clinic

GEL-Sitzkissen

Dekubitustherapie mit System!

Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur
Schmerztherapie

Bis Stadium 4
(nach Prof. Seiler / EPUAP)

Sehr hohes Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

Bezug einfach zu
desinfizieren



MIT
**COOLING-
EFFEKT!**



Wir bedanken uns für Ihr Interesse!

**Sollten Sie mit uns persönlichen Kontakt
wünschen so erreichen Sie uns ...**

Mo - Do: 8:00 - 16.30 Uhr

Fr: 8.00 - 15.00 Uhr

Sa, So & Feiertags geschlossen

Jochen-Rindt-Straße 25, 1230 Wien, Österreich

24-Stunden Notfall-Hotline: 01/699 22 99

Fax: 01/253 3033 2464

Email: office@sunmed.at

Internet: www.sunmed.at

Ihr Sunmed-Team!



Haben Sie Interesse an unserem Magazin?

Für automatische Zusendung melden Sie sich bitte unter folgendem Link an: [Sunmed-Magazin kostenlos abonnieren](#)
Sie finden dieses Magazin auch auf unserer Homepage unter: http://www.sunmed.at/sunmedia_magazin.htm

IMPRESSUM:

Medieninhaber, Redaktion und Verleger: Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH,
Jochen-Rindt-Straße 25, 1230 Wien, Österreich, Tel.: + 43 699 22 99, EMAIL: office@sunmed.at,
HERAUSGEBER: DGKP Anton Mayrhauser, REDAKTION: Isabella Riha, CARTOONS: Isabella Riha,
LAYOUT & SATZ: Isabella Riha, BLATTLINIE: Freie Berichterstattung über Projekte der Sunmed GmbH,
BILDRECHTE: Wenn nicht anders angegeben- Sunmed GmbH, Alle Rechte auch die Übernahme
von Beiträgen nach § 44 Abs 1 Urheberrechtsgesetz ©Sunmed GmbH.

Offenlegung gem. § 25 Medieng: www.sunmed.at
Alle Angaben vorbehaltlich Irrtum und Fehlern!

