

ThevoFlex

Die Rollstuhlfahrer-Matratze



Besserer Schlaf auf
der Rollstuhlfahrer-Matratze
durch das MiS Micro-Stimulations[®]-System
auf Basis der Basalen Stimulation!

- ➡ optimale Druckentlastung
- ➡ spastische Bewegungen werden reduziert
- ➡ Anpassung an die Wirbelsäule
- ➡ Rückenschmerzen können verringert werden



ThevoFlex

Die Rollstuhlfahrer-Matratze

Die Rollstuhlfahrer benötigen eine optimale Kombination aus einer druckentlastenden Matratze und einer festen Unterlage zur Erleichterung des Transfers. Durch die Rollstuhlfahrer-Matratze werden endlich beide Eigenschaften kombiniert. Sie hat eine hervorragende Ergonomie für ein entspannendes und komfortables Liegegefühl.

Die Anforderungen an ein geeignetes Bett für Rollstuhlfahrer sind vielfältig. So darf die Matratze weder zu hart, noch zu weich sein, um den Transfer des Patienten zwischen Schlafstatt und Rollstuhl nicht zu erschweren. Der strukturelle Aufbau der Matratze muss zudem geeignet sein, Rückenschmerzen zu vermeiden und zugleich – im Rahmen des Möglichen - Eigenbewegungen des Körpers anzuregen. „Einfache“ Matratzen erfüllen diese Anforderungen oft nicht – und bergen das Risiko von Spastiken. Die speziell für Rollstuhlfahrer konstruierte Matratze **ThevoFlex** berücksichtigt alle relevanten Aspekte – und verschafft den Patienten optimale Schlafbedingungen.



Komponenten der ThevoFlex



Matratze

hervorragende Ergonomie für ein entspanntes und komfortables Liegegefühl



Federelement extra weich

Druckentlastung des Unterkörpers



Rollstuhlfahrer-Federung

ist optimal an die Schlaf- und Liegebedürfnisse des Rollstuhlfahrers angepasst



Randbalken

erleichtert den Transfer und gibt der Person ausreichend Halt und Stabilität



Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf
Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien
Internet: www.sunmed.at - Email: office@sunmed.at
24-Stunden Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 699 22 99 888

Technische Daten

Gewicht: ca. 17 bis 26 kg

Matratzenhöhe: 19 cm

Matratze: 100% PUR Schaum

Matratzen-Trikot: 100% Polyester

Oberseite Jersey-Bezug: 40% Modacryl, 25% Polyester, 35% Polyamid

Oberseite Inkontinenz-Bezug: 64% Polyester, 36% Polyurethane

Unterseite Jersey- und Inkontinenz-Bezug: 100% Polyester

ArtikelNr.	Bezeichnung	Material
60600	ThevoFlex 80 - 90x200	Inko
60601	ThevoFlex 80 - 100x200	Inko
60700	ThevoFlex 80 - 90x200	Jersey
60701	ThevoFlex 80 - 100x200	Jersey
60800	ThevoFlex 140 - 90x200	Inko
60801	ThevoFlex 140 - 100x200	Inko
60900	ThevoFlex 140 - 90x200	Jersey
60901	ThevoFlex 140 - 100x200	Jersey



Alle hier angeführten Markennamen unterliegen im allgemeinen Warenzeichen-, Marken- oder Patentrechtlichem Schutz. Sunmed übernimmt keine Haftung für Druckfehler und dafür, dass die Vertragsprodukte gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter verletzen. Druckhersteller: Sunmed GmbH/Eigendruck - Technische Änderungen vorbehalten
© Sunmed 2024 / SM-TVFX-24V04